

Lecteurs de glycémie

Laboratoire	Lecteur	Bandelettes, électrodes ou cassette	Mémoires horodatées des tests	T° utilisation du lecteur + /- Altitude (m)	Temps de lecture (s)	Volume de sang de l'échantillon (µl)	Mode de transfert des données + Logiciel ou application	Autopiqueur	Dimensions du lecteur : Longueur x largeur x épaisseur (mm)	Poids du lecteur (g)	Utilisable en usage partagé (professionnels de santé)
ABBOTT Diabetes Care N° Vert 0 800 10 11 56	Freestyle Optium Néo Mesure de la glycémie et la cétonémie	Freestyle Optium (glycémie) 100 ou 200 / boîte Freestyle Optium β cétone (cétonémie)*/** 10 / boîte	1000	15 à 40°C 18 à 30°C	5 10	0,6 1,5	micro-USB Logiciel Auto-Assist Neo	Abbott	86,8 x 59,7 x 8,7	37 (piles incluses)	oui
	FreeStyle Papillon Vision	FreeStyle Papillon Easy 100 / boîte	400	4 à 40°C 3048m	4	0,3	Micro-USB Logiciel Auto-Assist		84 x 51 x 16	45,4 (piles incluses)	non communiqué
	Freestyle Libre 2*** Mesure de la glycémie et la cétonémie	Freestyle Optium (glycémie) 100 ou 200 / boîte	90 jours	10 à 45°C 3048m	5	0,6	Micro-USB Logiciel Auto-Assist		95 x 60 x 16	pile lithium rechargeable	non
	Freestyle Libre 3*** Mesure de la glycémie et la cétonémie	Freestyle Optium β cétone (cétonémie)*/** 10 / boîte									
ALPHADIAB 0 805 020 224	Fora Diamond Mini	Diamond 100 / boîte	450	10 à 40°C	5	0,5	Bluetooth ou micro-USB Applications iFora BG, MyDiabby, Glooko XT	Autopiqueur à usage unique Forasilktouch	93 x 26 x 15,5	31,4 (avec batterie)	oui
	Fora Diamond Prima						Logiciel de transfert de données Fora Telehealth		86 x 53,6 x 19,5	52,4 (sans piles)	
	Fora Diamond Voice lecteur de glycémie parlant								104,4 x 58 x 23	71,2 (sans piles)	
	Fora 6 Duo Mesure de la glycémie et la cétonémie	Fora 6 glycémie 100 / boîte Fora 6 cétonémie* 10 / boîte	1000	8 à 45°C 10 à 40°C	5 10	0,5 0,8	Bluetooth ou micro-USB Applications iFora HM		89,5x54,9x18	46,1 (sans piles)	
ASCENSIA Diabetes Care N° Vert : 0 800 34 22 38	CONTOUR PLUS	Contour PLUS 100 / boîte	500	5 à 45°C 6000m	5	0,6	Cable de transfert Logiciel GLUCOFACTS DELUXE	Microlet Next	77 x 57 x 19	47,5	oui
	CONTOUR XT	Contour NEXT 50 ou 100 / boîte	480				Bluetooth ou USB Application CONTOUR DIABETES ou Logiciel GLUCOFACTS DELUXE				
	CONTOUR NEXT		800								
	CONTOUR NEXT ONE		800								
									97 x 28 x 14,9	36	non communiqué

Lecteurs de glycémie

Laboratoire	Lecteur	Bandelettes, électrodes ou cassette	Mémoires horodatées des tests	T° utilisation du lecteur + /- Altitude (m)	Temps de lecture (s)	Volume de sang de l'échantillon (µl)	Mode de transfert des données + Logiciel ou application	Autopiqueur	Dimensions du lecteur : Longueur x largeur x épaisseur (mm)	Poids du lecteur (g)	Utilisable en usage partagé (professionnels de santé)
EVOLU PHARM 0 820 20 70 14 (numéro payant)	ONE CODE EVOLUTION (VOCAL 4280) lecteur de glycémie parlant	One Code Evolution 100 / boîte	450	10 à 40°C	4	0,5	Cable USB Logiciel Health Care	One Code	95 x 52 x 20	48,8	non communiqué
	ONE CODE EVOLUTION (ACCÈS 4277)		1000		5				96 x 61 x 26	67,2	
IHEALTH 01 75 85 01 41	iHealth Gluco+ (BG5 S) set sans bandelettes	iHealth 50 / boîte (2 flacons de 25)	500	10 à 40°C	5	0,7 (minimum 0,5)	Bluetooth Application Gluco-Smart	iHealth	98 x 35 x 27,8	32,5 (avec batterie)	non
LIFESCAN N° Vert : 0 800 459 459	One Touch Select Plus Flex	One Touch Select Plus 100 / boîte	500	10 à 44°C 3048m	5	1	Micro-USB ou Bluetooth Application OneTouch Reveal	One Touch Delica Plus	86 x 52 x 16	50	non communiqué
	One Touch Verio Reflect	One Touch Verio 100 / boîte	750	6 à 44°C 3048m		0,4			101 x 43 x 15,6	< 53	oui
MED TRUST N° Vert 0 800 94 22 23	Wellion Galileo Mesure de la glycémie et la cétonémie	Wellion Galileo GLU (glycémie) 50 / boîte	500	5 à 45°C 3150m	5	0,5	micro-USB Logiciel Glooko + Application Wellion SiDiary	Wellion PRO2	90 x 60 x 20	67 (avec piles)	non communiqué
		Wellion Galileo kET* (cétonémie) 10 / boîte (emballées individuellement)	100	10 à 40°C	8	0,8					
MENARINI N° Vert : 0 800 102 602	GLUCOFIX TECH	Glucifix Tech Sensor 50 / boîte	730	5 à 45°C (optimales 10 à 40°)	5	0,5	Transfert via NFC ou USB (tous les résultats) Bluetooth (glycémies uniquement)	Glucoject Dual PLUS	85,5 x 56 x 18,2	46 (sans piles)	Oui
	GLUCOFIX TECH 2k et GLUCOFIX TECH GK Mesure de la glycémie et la cétonémie	Glucifix Tech Sensor (glycémie) 50 / boîte	730	5 à 45°C	5	0,5			Applications mobile: GlucoLog Lite Plateforme : Glucologweb / Glucolog app	85,5 x 56 x 18,2	
		Glucifix β kétone Sensor* (cétonémie) 10 / boîte (2 flacons de 5)	100	10 à 40°C	8	0,8					
MY LIFE MTD France 01 40 40 68 00	mylife Aveo	mylife Aveo 100 / boîte (2 flacons de 50)	1000	5 à 45°C	5	0,5	Bluetooth ou micro-USB Applications myLife App ou logiciel mylife Software	mylife Aveo	103 x 54 x 15	67 (piles incluses)	oui
ROCHE Diabetes Care N° Vert 0 800 272 693	Accu-check Mobile	Pas de bandelettes Cassette intégrée pour 50 glycémies (Périmètre 90 jours après insertion dans le lecteur)	2000	10 à 40°C 4000m	5	0,3	Bluetooth via l'adaptateur sans fil ou USB. Applications Phil ou Gluci-Chek	ACCU-CHECK FASTCLIX Barillet avec 6 lancettes	121 x 63 x 20 (avec autopiqueur)	129 (avec piles, cassette et autopiqueur intégré)	non
	Accu-check Guide	Accu-Chek Guide 100 / boîte (2 flacons de 50)	720	10 à 40°C 4000m	4	0,6	Bluetooth ou USB. Applications Phil ou Gluci-Chek		80 x 47 x 20	48 (avec piles)	non communiqué

Les patients en dialyse péritonéale doivent se voir prescrire des lecteurs de glycémie dont la technique de dosage est compatible avec l'épuration extra-rénale. Se rapprocher des fabricants.	Conditions de remboursement bandelettes glycémie: Patients diabétiques de type 1 ou de type 2 traités par insuline Patients diabétiques non traités par insuline limitation à 200 bandelettes/an
	* Conditions de remboursement Bandelettes de recherche cétonémie : mesure de la cétonémie, patient vivant avec un diabète de type 1 : porteurs de pompe à insuline et/ou enfants et les adolescents jusqu'à 18 ans et/ou femmes enceintes.
	** Conditions complémentaires de remboursement bandelettes Freestyle Optium β cétone (Abbott) selon JO 27/03/2021, modifié par JO 21/05/2025 : Diabète de type 2 : les patients sous traitement appartenant à la classe thérapeutique des inhibiteurs du cotransporteur sodium/glucose de type 2 (i-SGLT2), également appelés gliflozines
	*** Moniteurs destinés principalement au monitoring du glucose interstitiel, mais l'appareil peut être utilisé comme lecteur de glycémie ; dans ce cas, limitation à 100 bandelettes par an
Les lecteurs de glycémie en fin de vie doivent être recyclés. Toutes les informations en lien figurent sur le site de Diabète Occitanie : https://www.diabeteoccitanie.org/ressources/boite-outils/medicaments-et-divers-materiels/recyclage-des-dechets-associes-aux-soins	