

## Stylos à insuline rechargeables

Tableau mis à jour le  
17/08/2022

Laboratoire	Stylo choisi	Pallier Nombre d'unités maximum	Insulines compatibles	L'avis des soignants	Aiguilles adaptables Longueur x diamètre (mm) (Gauge)
<b>LILLY</b> <b>N° Vert : 0 800 00 36 36</b>	<b>HumaPen Savvio</b>	1 en 1 jusqu'à 60 unités	<b>Cartouches suivantes de de LILLY (3mL)</b>  Abasaglar Umuline NPH  Umuline rapide Humalog Lyumjev  Umuline profil 30 Humalog Mix 25 Humalog Mix 50	Disponible en 3 couleurs Facilité d'emploi Grande souplesse de son piston Bonne visibilité de la dose dans la fenêtre de lecture Clic de sélection de la dose audible Retour en arrière possible lors de la sélection de dose	<b>BD AutoShield Duo</b> (aiguille sécurisée) 5 x 0,30 ( <b>30G</b> ) 8 x 0,30 ( <b>30G</b> )  <b>BD Microfine Ultra</b> PRO 4 x 0,23 ( <b>32G</b> ) 5 x 0,25 ( <b>31 G</b> ) 8 x 0,25 ( <b>31 G</b> ) 12,7 x 0,33 ( <b>29 G</b> )  <b>NovoFine</b> (adaptables aux stylos Novo Nordisk uniquement) <b>Plus</b> 4 x 0,23 ( <b>32G</b> ) 6 x 0,25 ( <b>31 G</b> ) 8 x 0,30 ( <b>30 G</b> )
	<b>NOVO-NORDISK</b> <b>N° Vert : 0 800 80 30 70</b>	<b>NovoPen 4</b>   <b>NovoPen 5</b>   <b>NovoPen Echo</b>	1 en 1 jusqu'à 60 unités   0,5 en 0,5 jusqu'à 30 unités	<b>Cartouches suivantes Penfill de NOVO-NORDISK (3ml)</b>  Tresiba Levemir Insulatard  Actrapid NovoRapid Fiasp  NovoMix 30	Clic de sélection de la dose audible Clic audible en fin d'injection Grande fenêtre de lecture de la dose (loupe) Retour en arrière possible lors de sélection de la dose  Affichage digital mémoire de dose: indique le nombre d'unités injectés lors de la dernière dose et le temps écoulé Retour en arrière possible lors de sélection de la dose Piston facilement retractable Durée de vie de la batterie intégrée: 4 à 5 ans
<b>SANOVI AVENTIS</b> <b>N° Vert : 0 800 39 40 00</b>	<b>AllStar Pro</b>   <b>JuniorSTAR</b>	1 en 1 jusqu'à 80 unités  0,5 en 0,5 jusqu'à 30 unités	<b>Cartouches suivantes de SANOFI AVENTIS (3mL)</b>  Lantus  Apidra Asparta	Bouton d'injection souple Possibilité de différencier les insulines de manière tactile par toucher du piston (utile pour malvoyant). Retour en arrière possible lors de la sélection de dose	<b>Insupen Advanced</b> 3,5 x 0,18 (34G) 4 x 0,20 (33G) 4 x 0,23 (32 G) 6 x 0,23 (32 G) 5 x 0,25 (31 G)  <b>Insupen</b> 8 x 0,23 (32 G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 12 x 0,33 (29 G)