

## Stylos à insuline rechargeables

Tableau mis à jour le  
22/08/2023

Laboratoire	Stylo	Pallier/ Nombre d'unités maximum par injection	Insulines compatibles	L'avis des soignants	Aiguilles adaptables Longueur x diamètre (mm) (Gauge)
LILLY N° Vert : 0 800 00 36 36	HumaPen Savvio	1 en 1 jusqu'à 60 unités	<b>Cartouches LILLY 3ml (100 unités/ml)</b>  Lyumjev Humalog Umline rapide  Umline NPH Abasaglar  Humalog Mix 25 Humalog Mix 50 Umline profil 30	Disponible en 3 couleurs Facilité d'emploi Grande souplesse du piston Bonne visibilité de la dose dans la fenêtre de lecture Clic de sélection de la dose audible Retour en arrière possible lors de la sélection de dose	<b>BD AutoShield Duo et BD SafeAssist</b> (aiguilles sécurisées) 5 x 0,30 (30G) 8 x 0,30 (30G)  <b>BD Microfine Ultra PRO</b> 4 x 0,23 (32G) 5 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 12,7 x 0,33 (29 G)  <b>NovoFine</b> Plus 4 x 0,23 (32G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,30 (30 G) <b>NovoFine AUTOCOVER</b> (aiguilles sécurisées) 8 x 0,30 (30 G)  <b>Omnican Fine</b> (avec récipient pour déchets) 4 x 0,25 (31G) 6 x 0,25 (31G) 8 x 0,25 (31 G) 12 x 0,33 (29 G)  <b>TriCare et Unifine et Unifine plus</b> (avec désadaptateur) 4 x 0,23 (32G) 5 x 0,25 (31 G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 12 x 0,33 (29 G)  <b>mylife Penfine Classic</b> 4 x 0,23 (32G) 5 x 0,25 (31G) 6 x 0,23 (32G) 8 x 0,25 (31G)  <b>mylife Clickfine</b> (cliquer au lieu de visser) 10 x 0,33 (29G) 12 x 0,33 (29G)  <b>mylife Clickfine DiamondTip</b> 4 x 0,23 (32G) 5 x 0,25 (31G) 6 x 0,25 (31G) 8 x 0,25 (31G)  <b>mylife Clickfine AutoProtect</b> (aiguilles sécurisées) 5 x 0,25 (31G) 8 x 0,33 (29G)  <b>Insupen Advanced</b> 3,5 x 0,18 (34G) 4 x 0,20 (33G) 4 x 0,23 (32 G) 6 x 0,23 (32 G) 8 x 0,25 (31 G) 12 x 0,33 (29 G)  <b>Insupen</b> 8 x 0,23 (32 G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 12 x 0,33 (29 G)
	NOVO-NORDISK N° Vert : 0 800 80 30 70	NovoPen 6	1 à 1 jusqu'à 60 unités		
SANOFI AVENTIS N° Vert : 0 800 39 40 00	AIISTAR Pro	1 en 1 jusqu'à 80 unités	<b>Cartouches SANOFI AVENTIS 3mL (100 unités/ml)</b>  Apidra Asparté  Lantus	Bouton d'injection souple Possibilité de différencier les insulines de manière tactile par touché du piston (utile pour malvoyant). Retour en arrière possible lors de la sélection de dose	
	JuniorSTAR	0,5 en 0,5 jusqu'à 30 unités			