

Autopiqueurs et lancettes disponibles

Laboratoire	Autopiqueurs	Lancettes Diamètre (en gauge : G) <i>Plus la gauge est élevée plus l'aiguille est fine</i> Conditionnement	Spécificités
ABBOTT N° Vert 0 800 10 11 56	ABBOTT Freestyle lancing device	Freestyle 28G 200 / boîte	5 réglages de profondeurs de pique Lancettes éjectables
ALPHADIAB 0 805 020 224	Forasilktouch 30G		Autopiqueur à usage unique Profondeur du prélèvement: 1,4mm
	FORA Diamond	Fora Tender 33G 200 / boîte	6 réglages de profondeur de pique Lancettes adaptables sur la plupart des autopiqueurs Possibilité de prélèvement sur sites alternatifs (embout spécifique AST: Alternative Site Testing)
ASCENCIA N° Vert : 0 800 34 22 38	MICROLET 2	Microlet 200 / boîte	5 réglages de profondeur de pique Lancettes éjectables, siliconées, 7 couleurs Possibilité de prélèvement sur sites alternatifs (embout spécifique AST)
BD 0 805 54 10 59	BD Microtainer Contact 30G ou 21G 200 / boîte		Autopiqueur à usage unique, réservé aux professionnels de santé Profondeur du prélèvement: 1,5 mm / 1,8 mm
DINNO-SANTE 09 80 98 90 61	DINNO 26G 100 / boîte		Autopiqueur à usage unique Profondeur du prélèvement: 1,8mm
	DINNO AUTOPIQUEUR	Dinno 30G 200 / boîte	7 réglages de profondeur de pique Lancettes éjectables Possibilité de prélèvement sur sites alternatifs (embout spécifique AST)
EVOLU PHARM 0 820 20 70 14 (numéro payant)	NEW TEST EJECTING	One code 100 / boîte	6 réglages de profondeur de pique Lancettes éjectables Possibilité de prélèvement sur sites alternatifs (embout spécifique AST)
IHEALTH 01 75 85 01 41	IHEALTH ALD-602	iHealth 30G 50 / boîte	5 réglages de profondeur de pique Lancettes éjectables Possibilité de prélèvement sur sites alternatifs (embout spécifique AST)
LIFESCAN N° Vert: 0 800 45 94 59	ONE TOUCH DELICA PLUS	One Touch Delica Plus 30G 200 / boîte	13 réglages de profondeur de pique Lancettes éjectables
MED TRUST N° Vert: 0 800 94 22 23	Wellion SAFETYLANCETS 21G ou 23G ou 28G ou 30G 200 / boîte		Autopiqueur à usage unique. Diamètre / profondeur du prélèvement: 23G / 2,2mm 28G ou 30G / 1,5mm
	WELLION PRO2	Wellion Lancets 33G 50 ou 100 / boîte	10 réglages de profondeur de pique Lancettes éjectables
MENARINI N° Vert : 0 800 102 602	Securlancets Unik 23G ou 29G 200 / boîte		Autopiqueur à usage unique. Diamètre / profondeur du prélèvement: 23G / 2mm 29G / 1,5mm
	Glucoject Dual Plus	Glucoject Lancets (Plus) 33G 50 (200) / boîte	5 réglages de profondeur de pique Lancettes éjectables Possibilité de prélèvement sur sites alternatifs (embout spécifique AST)
OWEN MUMFORD 02 32 51 88 70	Unistik 3 Normal 23G Unistik 3 Comfort 28G Unistik 3 Gentle 30G 100 / boîte		Autopiqueur à usage unique. Déclenchement latéral. Diamètre / profondeur du prélèvement: 23G / 1,8mm ; 28G / 1,8mm ; 30G / 1,5mm
PIC SOLUTION MTD France 01 40 40 68 00	Safe Digitest 21G ou 25G ou 30G SafeDigitest plus 23G ou 28G 100 / boîte		Autopiqueur à usage unique, activées par contact (SafeDigitest) ou par bouton-poussoir (SafeDigitest plus). Diamètre / profondeur du prélèvement : 21G et 23G / 1,8mm ; 25G et 28G / 1,5mm ; 30G / 1,2mm.
ROCHE N° Vert : 0 800 272 693	ACCU CHEK SAFE T PRO PLUS 23G 200 / boîte		Autopiqueur à usage unique. Profondeur de prélèvement ajustable : 1,3mm ; 1,8mm et 2,3mm (ajusteur de profondeur à tourner, pré-réglé en position moyenne)
	ACCU CHEK SAFE T PRO UNO 28G 200 / boîte		Autopiqueur à usage unique. Profondeur de prélèvement ajustable : 1,5mm
	ACCU-CHECK FASTCLIX	Accu-check fastclix Barillet avec 6 lancettes intégrées 34 barillets /boite (soit 204 lancettes)	Seul autopiqueur à barillet (autonomie de 6 ponctions avec 1 barillet) 11 réglages de profondeur de pique Indication du nombre de lancettes neuves restantes Changement effectué par rotation: piquer, tourner Possibilité de prélèvement sur sites alternatifs (embout spécifique AST)
MY LIFE MTD France 01 40 40 68 00	MYLIFE AVEO	mylife Lancets multicolor 30G 200 / boîte	9 réglages de profondeur de pique Lancettes éjectables
	mylife SafetyLancets 28G mylife SafetyLancets Confort 30G 200 / boîte		Autopiqueur à usage unique. Diamètre / profondeur du prélèvement: 28G / 1,5 +/- 0,2 mm 30G / 1,2 +/- 0,2 mm

Les autopiqueurs à usage unique, lancettes et aiguilles sont considérés comme des Déchets d'Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI), catégorie OPCT (Objets Piquants, Coupants, tranchants), et bénéficient donc d'un circuit d'élimination spécifique. Toutes les informations en lien figurent sur le site de Diabète Occitanie : <https://www.diabeteoccitanie.org/ressources/boite-outils/medicaments-et-divers-materiels/recyclage-des-dechets-associes-aux-soins>