

Lecteurs de glycémie

Tableau mis à jour le

27/05/2021

Laboratoire	Lecteur	Bandelette ou électrodes	Mémoires horodatées (+/-)	T° utilisation du lecteur Altitude (m)	Temps de lecture (s)	Technique Vol de sang (µL)	Logiciel	Autopiqueur	Lancettes (diamètre)
ABBOTT Diabetes Care N° Vert 0 800 101 156	Freestyle Optium Néo Mesure de la glycémie et la cétonémie	Freestyle Optium (mesure glycémie) 100 / boîte Freestyle Optium β cétone 10 / boîte (35€1)		15 à 40° 18 à 30°	5 10	0,6 µL 1,5 µL	OUI		Free Style Papillon Lancets (boite de 200) 28G
	Free Style Papillon (!) InsuLinx (no coding) Ecran tactile + aide adaptation dose	Free Style Papillon Easy 100 / boîte	500 HD +	4 à 40°C 3048m	4	Aspiration / capillarité 0,3 µL	OUI	Easy Touch	
	Free Style Papillon (!) Vision (no coding)	Free Style Papillon Easy 100 / boîte	400 HD +	4 à 40°C 3048m	4	Aspiration / capillarité 0,3 µL	OUI	Easy Touch	
AXIMED 33 (0) 4 72 16 01 01	Autosense Autosense voice lecteur sde glycémie parlant (no coding)	autosense bdlet 50 / boîte	500 HD	10 à 40°C	5	Aspiration / capillarité 0,5 µL	OUI		
BAYER N° Vert : 0 800 34 22 38	CONTOUR USB (no coding)	CONTOUR TS 50 / boîte	2000 HD+	5 à 45°C	5	Aspiration / capillarité 0,6µL	OUI	Microlet 2 (sites alternatifs)	Microlet lancets 200 / boîte (0,62mn)
	CONTOUR XT (no coding)	CONTOUR TS 50 / boîte	480 HD+	5 à 45°C	5	Capillarité 0,6µL	OUI		
	CONTOUR NEXT (no coding)	CONTOUR TS 50 / boîte	800 HD+	5 à 45°C	5	Capillarité 0,6µL	OUI		
DINNO-SANTE N° Vert 0 800 697 598	Dino PAM 2.0 : Pour primo équipement lecteur + Tensiomètre poignet (microlife)	Care Sens N	250 HD+	10 à 40°	5s	Aspiration / Capillarité 0,5 µL	Oui	Vitrex compact	Lancettes Vitrex 200 / boîte - très fines (30G) - extra fines (32G)
	Dino Lecteur S+ :	- 1 lecteur Care Sens N - 1 housse - 1 carte service + pour prêt gratuit tensiomètre ou second lecteur							
	DINO Tandem : Contient 2 lecteurs	- 1 lecteur Care Sens N - 1 lecteur Care Sens N Pop - 2 autopiqueurs - 2 housses							
EVOLU PHARM 0820207014	One code Vocal	No coding Test parlant				Aspiration / Capillarité 0,5 µL	Oui	Oui	

Lecteurs de glycémie

Tableau mis à jour le

27/05/2021

Laboratoire	Lecteur	Bandelette ou électrodes	Mémoires horodatées (+/-)	T° utilisation du lecteur Altitude (m)	Temps de lecture (s)	Technique Vol de sang (µL)	Logiciel	Autopiqueur	Lancettes (diamètre)
LIFESCAN N° Vert : 0 800 459 459	One Touch Verio (no coding)	One Touch Verio 100 / boîte		6 à 44°C 3048m	5	Aspiration / capillarité 0,4µL	OUI	Delica One Touch Confort	Delica 200 / boîte (0,32mn)
	One Touch Verio IQ (no coding)								
	One Touch Verio Flex avec application mobile OneTouch Reveal								
MENARINI N° Vert : 0 800 102 602	Glucifix Tech avec application mobile Glucolog Lite et Glucolog Mobile	Glucifix ID Sensor 50 / boîte	730 HD +	5 à 45°C (mesures optimales 10 à 40°)	5s	Aspiration / capillarité 0,5 µL	OUI	Glucobject Dual (sites alternatifs)	Lancettes éjectables Glucobject Lancets 200 / boîte (0,315mn)
ROCHE N° Vert 0 800 272 693	Accu-check Mobile (calibration auto)	Cassette intégrée de 50 glycémies	2000 HD+	10 à 40°C 4000m	5	Capillarité 0,3µL	OUI	ACCU-CHECK FASTCLIX (sites alternatifs) 6 lancettes intégrées dans un barillet	Barillet FASTCLIX 204 / boîte (0,30mn)
	Accu-check Performa	Accu-check Performa 50 / boîte	500 HD+	6 à 44°C 7000m	5	Capillarité 0,6µL	OUI		
	Accu-check Performa Nano								
SANOFI AVENTIS N° Vert 0 800 10 52 53 (24h/24 et 7J/7)	BG Star (no coding) Autosense vocal (français, allemand, anglais)	BG Star (boîte de 50 ou 100)	1865 HD+ + indicateur repas si fonction activée	10 à 40° 3045m	6	Aspiration / capillarité 0,5 µL	OUI	Stylo BG Star	BG Star 28G Ultra mince : 33G (boîte de 50 ou 100)
	IBG Star (no coding) Senso Card Plus	BG Star (boîte de 50 ou 100)	300 HD+ + indicateur repas si fonction activée	10 à 40° 3048m	6	Aspiration / capillarité 0,5 µL	OUI iPhone iPod		
	My Star Extra (no coding) Estimation HbA1c	BG Star (boîte de 50 ou 100)	1865 HD+ + indicateur repas + A1c estimée	10 à 40° 3048m	6	Aspiration / capillarité 0,5 µL	OUI		
YPSOMED N° Vert 0 800 883 058	MyLife PURA MyLife UNIO	Bandelettes autocodées (pas de réglage à faire)	500 HD+	10 à 40°C	5	Capillarité 1µL	OUI	MyLife Softlance (sites alternatifs)	MyLife Lancets (boîte de 200)

(!) Information concernant les lecteurs de glycémie ne devant pas être utilisés chez les patients en dialyse péritonéale avec Extraneal®

[Voir recommandations de l'Afssaps](#)