

Stylos à insuline rechargeables

Tableau mis à jour le
27/05/2021

Laboratoire	Stylo choisi	Graduation Nb d'unité maximum	Insulines compatibles	L'avis des soignants	Aiguilles adaptables L x Ø (mm) Gauge
LILLY N° Vert : 0800003636	HumaPen SAVVIO HumaPen LUXURA HD	1 en 1 jusqu'à 60 unités ½ en ½ jusqu'à 30 unités	Cartouche 3ml Lilly Umuline NPH Rapide Profil 30 Humalog Humalog Mix 25 Humalog Mix 50 Abasaglar	Disponibilité en 6 couleurs du SAVVIO Facilité d'emploi, élégant et discret Grande souplesse de son piston Bonne visibilité de la dose dans la fenêtre de lecture	BD Microfine+ 12,7 x 0,33 (29 G) BD Microfine Ultra (Pentapoint) 4 x 0,23 5 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) NOVOTwist (adaptable Novo uniquement) 5 x 0,23 (32 G) 8 x 0,30 (30 G) NOVOfine 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,30 (30 G) Omnican Mini 8 x 0,30 (30 G) Fine 12 x 0,33 (29 G) Unifine et Unifine plus(avec désadaptateur) 5 x 0,25 (31 G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 12 x 0,33 (29 G) Penfines "Click" 4,5 x 0,25 (31 G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 10 x 0,33 (29 G) 12 x 0,33 (29 G) Insupen 4 x 0,23 (32 G) 6 x 0,23 (32 G) 8 x 0,23 (32 G) 5 x 0,25 (31 G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 12 x 0,33 (29 G)
	NOVO-NORDISK N° Vert : 0800803070	NOVOPEN 4 NOVOPEN Echo	1 en 1 jusqu'à 60 unités 1/2 en 1/2 jusqu'à 30 unités		
SANOFI AVENTIS N° Vert : 0800 10 52 53	AllStar PRO	1 en 1 jusqu'à 80 unités	Cartouche CliKSTAR 3 ml LANTUS 3ml APIDRA	Ne pas mélanger la Lantus à une autre insuline – risque de précipitation Bouton d'injection souple Possibilité de différencier les insulines de manière tactile par toucher du piston (utile pour malvoyant).	BD Microfine+ BD Microfine Ultra Ypsomed Penfine Click Unifine et Unifine plus Insupen
	JuniorSTAR	1/2 en 1/2 jusqu'à 30 unités			