

# Les stylos pré-remplis jetables

Tableau mis à jour le

27/09/2021

Laboratoire	Stylo choisi et insuline pré-remplie	Graduation Nb d'unité maximum	L'avis des soignants	Aiguilles adaptables L x Ø (mm) Gauge
<b>LILLY</b> <b>N° Vert :</b> <b>0800 00 36 36</b>	<b>KWIKPEN</b> Abasaglar	1 en 1 jusqu'à 80 unités	Clics de sélection de dose audibles. Souplesse d'injection, petite taille Rapidité d'injection une couleur du piston différente par stylo	<b>BD Microfine+</b> 12,7 x 0,33 (29 G) <b>BD Microfine Ultra (Pentapoint)</b> 4 x 0,23 5 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G)  <b>NOVOTwist</b> (adaptable Novo uniquement) 5 x 0,23 (32 G) 8 x 0,30 (30 G)  <b>NOVOfine</b> 6 x 0,25 (31 G) 6 x 0,30 (30 G) 8 x 0,30 (30 G) 12 x 0,36 (28 G)  <b>Omnican</b> Mini 8 x 0,30 (30 G) Fine 12 x 0,33 (29 G)  <b>Unifine et</b> <b>Unifine plus(avec désadaptateur)</b> 5 x 0,25 (31 G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 12 x 0,33 (29 G)  <b>Penfines "Click"</b> 4,5 x 0,25 (31 G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 10 x 0,33 (29 G) 12 x 0,33 (29 G)  <b>Insupen</b> 4 x 0,23 (32 G) 6 x 0,23 (32 G) 8 x 0,23 (32 G) 5 x 0,25 (31 G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 12 x 0,33 (29 G)
	<b>KWIKPEN</b> Umuline NPH Umuline Profil 30  <b>KWIKPEN</b> Humalog KwikPen* Humalog 25 KwikPen Humalog 50 KwikPen  <b>KWIKPEN</b> Humalog 200 U/ml <i>Stylo gris foncé/anneau bordeaux</i> <i>ne pas utiliser dans les pompes!</i>	1 en 1 jusqu'à 60 unités		
	<b>KWIKPEN</b> Humalog KwikPen Junior	0,5 en 0,5 jusqu'à 30 unités		
<b>NOVO NORDISK</b> <b>N° Vert :</b> <b>0800 80 30 70</b>	<b>FLEX PEN</b> NovoRapid FlexPen* Insulatard FlexPen LEVEMIR Flexpen NovoMix 30 FlexPen NovoMix 50 FlexPen NovoMix 70 FlexPen	1 en 1 jusqu'à 60 unités	Clics de sélection très audibles, à la sélection de la dose et à l'injection de l'insuline Facile d'utilisation Bouton poussoir très souple avec code tactile.  Clics de sélection très audibles, à la sélection de la dose et à l'injection de l'insuline Facile d'utilisation Bouton poussoir très souple avec code tactile.  Sélection de la dose à la manière d'un minuteur Clics de sélection de dose audibles. Bouton poussoir souple et aisé Bonne prise en main, pratique pour personnes âgées	<b>Penfines "Click"</b> 4,5 x 0,25 (31 G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 10 x 0,33 (29 G) 12 x 0,33 (29 G)  <b>Insupen</b> 4 x 0,23 (32 G) 6 x 0,23 (32 G) 8 x 0,23 (32 G) 5 x 0,25 (31 G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 12 x 0,33 (29 G)
	<b>FlexTouch</b> Fiasp Tresiba (200 U/ml)	1 en 1 jusqu'à 80 unités		
	<b>INNOLET</b> Insulatard Levemir	1 en 1 jusqu'à 50 unités		
<b>SANOFI AVENTIS</b> <b>N° Vert :</b> <b>0.800.10.52.53</b>	<b>SoloSTAR</b> Asparte Apidra* Lantus Toujéo (300 U/ml)	1 en 1 jusqu'à 80 unités	Simple de manipulation, Clics de sélection très audibles, Bouton poussoir très souple	<b>Penfines "Click"</b> <b>BD Microfine+</b> <b>BD Microfine Ultra</b> <b>Unifine et Unifine plus</b> <b>Insupen</b>
	<b>DoubleSTAR</b> Toujéo (300 U/ml)	2 en 2 jusqu'à 160 unités		

\* utilisable dans les pompes externes