

Stylos à insuline rechargeables

Tableau mis à jour le
21/03/2023

Laboratoire	Stylo choisi	Pallier Nombre d'unités maximum	Insulines compatibles	L'avis des soignants	Aiguilles adaptables Longueur x diamètre (mm) (Gauge)
LILLY N° Vert : 0 800 00 36 36	HumaPen Savvio	1 en 1 jusqu'à 60 unités	Cartouches suivantes de de LILLY (3mL) Abasaglar Umuline NPH Umuline rapide Humalog Lyumjev Umuline profil 30 Humalog Mix 25 Humalog Mix 50	Disponible en 3 couleurs Facilité d'emploi Grande souplesse du piston Bonne visibilité de la dose dans la fenêtre de lecture Clic de sélection de la dose audible Retour en arrière possible lors de la sélection de dose	BD AutoShield Duo (aiguille sécurisée) 5 x 0,30 (30G) 8 x 0,30 (30G) BD Microfine Ultra PRO 4 x 0,23 (32G) 5 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 12,7 x 0,33 (29 G) NovoFine (adaptables aux stylos Novo Nordisk uniquement) Plus 4 x 0,23 (32G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,30 (30 G)
	NOVO-NORDISK N° Vert : 0 800 80 30 70	NovoPen 4 NovoPen 5 NovoPen Echo NovoPen 6 NovoPen Echo Plus	1 en 1 jusqu'à 60 unités 0,5 en 0,5 jusqu'à 30 unités 1 à 1 jusqu'à 60 unités 0,5 en 0,5 jusqu'à 30 unités	Cartouches suivantes Penfill de NOVO-NORDISK (3ml) Tresiba Levemir Insulatard Actrapid NovoRapid Fiasp NovoMix 30	Clic de sélection de la dose audible Clic audible en fin d'injection Grande fenêtre de lecture de la dose (loupe) Retour en arrière possible lors de sélection de la dose Affichage digital mémoire de dose: indique le nombre d'unités injectées lors de la dernière dose et le temps écoulé Retour en arrière possible lors de sélection de la dose Piston facilement rétractable Durée de vie de la batterie intégrée : 4 à 5 ans Stylos connectés: Enregistrement de la dose d'insuline injectée sur les 3 derniers mois Transfert sans fil des données (via technologie NFC) Fonctionne avec les applications FreeStyle LibreLink, LibreView, Glooko®, Glooko XT® et myDiabby Healthcare Mémoire de la dernière dose Retour en arrière possible lors de la sélection de dose Durée de vie de la batterie intégrée : 4 à 5 ans
SANOFI AVENTIS N° Vert : 0 800 39 40 00	AllStar Pro JuniorSTAR	1 en 1 jusqu'à 80 unités 0,5 en 0,5 jusqu'à 30 unités	Cartouches suivantes de SANOFI AVENTIS (3mL) Lantus Apidra Asparte	Bouton d'injection souple Possibilité de différencier les insulines de manière tactile par toucher du piston (utile pour malvoyant). Retour en arrière possible lors de la sélection de dose	Insupen Advanced 3,5 x 0,18 (34G) 4 x 0,20 (33G) 4 x 0,23 (32 G) 6 x 0,23 (32 G) 5 x 0,25 (31 G) Insupen 8 x 0,23 (32 G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 12 x 0,33 (29 G)