

Stylos à insuline rechargeables

Tableau mis à jour le
28/03/2022

Laboratoire	Stylo choisi	Pallier Nombre d'unités maximum	Insulines compatibles	L'avis des soignants	Aiguilles adaptables Largeur x diamètre (mm) (Gauge)
LILLY N° Vert : 0 800 00 36 36	HumaPen Savvio	1 en 1 jusqu'à 60 unités	Cartouches suivantes de de LILLY (3mL) Abasaglar Umuline NPH Umuline rapide Humalog Lyumjev Umuline profil 30 Humalog Mix 25 Humalog Mix 50	Disponible en 3 couleurs Facilité d'emploi Grande souplesse de son piston Bonne visibilité de la dose dans la fenêtre de lecture Clic de sélection de la dose audible Retour en arrière possible lors de la sélection de dose	BD AutoShield Duo (aiguille sécurisée) 5 x 0,30 (30G) 8 x 0,30 (30G) BD Microfine Ultra PRO 4 x 0,23 (32G) 5 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 12,7 x 0,33 (29 G) NovoFine (adaptables aux stylos Novo Nordisk uniquement) Plus 4 x 0,23 (32G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,30 (30 G)
	NovoPen 4	1 en 1 jusqu'à 60 unités	Cartouches suivantes Penfill de NOVO-NORDISK (3ml) Tresiba Levemir Insulatard	Clic de sélection de la dose audible Clic audible en fin d'injection Grande fenêtre de lecture de la dose (loupe) Retour en arrière possible lors de sélection de la dose	
NOVO-NORDISK N° Vert : 0 800 80 30 70	NovoPen 5	0,5 en 0,5 jusqu'à 30 unités	Actrapid NovoRapid Fiasp NovoMix 30	Affichage digital mémoire de dose: indique le nombre d'unités injectés lors de la dernière dose et le temps écoulé Retour en arrière possible lors de sélection de la dose Piston facilement retractable Durée de vie de la batterie intégrée: 4 à 5 ans	TriCare et Unifine et Unifine plus (avec désadaptateur) 4 x 0,23 (32G) 5 x 0,25 (31 G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 12 x 0,33 (29 G) mylife Clickfine (cliquer au lieu de viser) 4 x 0,23 (32G) 5 x 0,23 (32G) 6 x 0,25 (31G) 8 x 0,25 (31G) 10 x 0,33 (29G) 12 x 0,33 (29G) mylife Penfine 4 x 0,23 (32G) 5 x 0,23 (32G) 6 x 0,23 (32G) 8 x 0,25 (31G) Clickfine AutoProtect (aiguille sécurisée) 5 x 0,25 (31G) 8 x 0,25 (31G)
	NovoPen Echo	1 à 1 jusqu'à 60 unités	Cartouches suivantes Penfill de NOVO-NORDISK (3mL): Tresiba	Stylos connectés: Transfert sans fils des données (via technologie NFC) Enregistrement de la dose d'insuline injectée sur les 3 derniers mois Mémoire de la dernière dose	
	NovoPen Echo Plus	0,5 en 0,5 jusqu'à 30 unités	Fiasp	Retour en arrière possible lors de la sélection de dose Durée de vie de la batterie intégrée: 4 à 5 ans	
	AllStar Pro	1 en 1 jusqu'à 80 unités	Cartouches suivantes de SANOFI AVENTIS (3mL) Lantus Apidra Asparte	Bouton d'injection souple Possibilité de différencier les insulines de manière tactile par toucher du piston (utile pour malvoyant). Retour en arrière possible lors de la sélection de dose	
SANOFI AVENTIS N° Vert : 0 800 39 40 00	JuniorSTAR	0,5 en 0,5 jusqu'à 30 unités			Insupen 4 x 0,20 (33G) 4 x 0,23 (32 G) 6 x 0,23 (32 G) 8 x 0,23 (32 G) 5 x 0,25 (31 G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 8 x 30 (30G) 12 x 0,33 (29 G)