

Les stylos pré-remplis jetables

Tableau mis à jour le
17/08/2022

Laboratoire	Stylo choisi et insuline pré-remplie	Graduation Nb d'unité maximum	L'avis des soignants	Aiguilles adaptables Longueur x diamètre (mm) (Gauge)	
LILLY N° Vert : 0 800 00 36 36	KWIKPEN Abasaglar Kwikpen	1 en 1 jusqu'à 80 unités	Clics de sélection de dose audibles Souplesse d'injection, petite taille Rapidité d'injection une couleur du piston différente par stylo	BD AutoShield Duo (aiguille sécurisée) 5 x 0,30 (30G) 8 x 0,30 (30G) BD Microfine Ultra PRO 4 x 0,23 (32G) 5 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 12,7 x 0,33 (29 G) NovoFine (adaptables aux stylos Novo Nordisk uniquement) Plus 4 x 0,23 (32G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,30 (30 G) Omnican Fine (avec récipient pour déchets) 4 x 0,25 (31G) 6 x 0,25 (31G) 8 x 0,25 (31 G) 12 x 0,33 (29 G) TriCare et Unifine et Unifine plus (avec désadaptateur) 4 x 0,23 (32G) 5 x 0,25 (31 G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 12 x 0,33 (29 G) mylife Penfine Classic 4 x 0,23 (32G) 5 x 0,25 (31G) 6 x 0,23 (32G) 8 x 0,25 (31G) mylife Clickfine (cliquer au lieu de visser) 10 x 0,33 (29G) 12 x 0,33 (29G) mylife Clickfine DiamondTip 4 x 0,23 (32G) 5 x 0,25 (31G) 6 x 0,25 (31G) 8 x 0,25 (31G) mylife AutoProtect (aiguille sécurisée) 5 x 0,25 (31G) 8 x 0,33 (29G) Insupen Advanced 3,5 x 0,18 (34G) 4 x 0,20 (33G) 4 x 0,23 (32 G) 6 x 0,23 (32 G) 5 x 0,25 (31 G) Insupen 8 x 0,23 (32 G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 12 x 0,33 (29 G)	
	KWIKPEN Umluline NPH Kwikpen Umluline Profil 30 Kwikpen Humalog KwikPen Humalog 25 KwikPen Humalog 50 KwikPen KWIKPEN (200U/ml) Ne pas utiliser dans les pompes Humalog Kwikpen 200 U/ml Lyumjev Kwikpen 200U/ml	1 en 1 jusqu'à 60 unités			
	KWIKPEN Humalog Junior Kwikpen Lyumjev Junior Kwikpen	0,5 en 0,5 jusqu'à 30 unités			
NOVO NORDISK N° Vert : 0 800 80 30 70	FLEX PEN NovoRapid FlexPen Insulatard FlexPen Levemir Flexpen NovoMix 30 FlexPen NovoMix 50 FlexPen	1 en 1 jusqu'à 60 unités	Clics de sélection très audibles, à la sélection de la dose et à l'injection de l'insuline Facile d'utilisation Bouton poussoir très souple avec code tactile.		
	FlexTouch Fiasp FlexTouch Tresiba FlexTouch 200 U/ml	1 en 1 jusqu'à 80 unités			Clics de sélection très audibles, à la sélection de la dose et à l'injection de l'insuline Facile d'utilisation Bouton poussoir très souple avec code tactile.
	INNOLET Insulatard Innolet Levemir Innolet	1 en 1 jusqu'à 50 unités			
SANOFI AVENTIS N° Vert : 0 800 39 40 00	SoloSTAR Apidra SoloSTAR Asparto SoloSTAR Lantus SoloSTAR Toujéo SoloSTAR (300 U/ml)	1 en 1 jusqu'à 80 unités	Simple de manipulation, Clics de sélection très audibles, Bouton poussoir très souple		
	DoubleSTAR Toujéo DoubleSTAR (300 U/ml)	2 en 2 jusqu'à 160 unités			