

Les stylos pré-remplis jetables et aiguilles disponibles

Laboratoire	Nom du stylo et insuline pré-remplie **	Pallier/ Nombre d'unités maximum par injection	L'avis des soignants	Aiguilles adaptables Longueur x diamètre (mm) (Gauge) Plus la gauge est élevée, plus l'aiguille est fine	
BIOCON BIOLOGICS France S.A.S N° Vert : 0 800 0825 09	SEMGLEE Glargine	1 en 1 jusqu'à 80 unités	Clics de sélection de dose audibles Rapidité d'injection		
LILLY N° Vert : 0 800 00 36 36	KWIKPEN JUNIOR Humalog® Junior Kwikpen Lyumjev® Junior Kwikpen	0,5 en 0,5 jusqu'à 30 unités	Clics de sélection de dose audibles Souplesse d'injection, petite taille Rapidité d'injection Une couleur du piston différente par stylo	ALPHADIAB Diabfine Lite 4 x 0,23 (32G) Kids 4 x 0,18 (34G) Safe 4 x 0,23 (32G) Safe 5 x 0,25 (31G) 4 x 0,23 (32G) 5 x 0,25 (31G) 6 x 0,25 (31G) 8 x 0,25 (31G) 12 x 0,33 (29G) B BRAUN Omnican Fine (avec récipient pour déchets) 6 x 0,25 (31G) 8 x 0,25 (31G) 12 x 0,33 (29G)	
	KWIKPEN Humalog® KwikPen Umluline® NPH Kwikpen Humalog® Mix 25® KwikPen Humalog® Mix 50® KwikPen Umluline® Profil 30® Kwikpen KWIKPEN 200U/ml Ne pas utiliser dans les pompes Humalog® Kwikpen 200U/ml Lyumjev® Kwikpen 200U/ml	1 en 1 jusqu'à 60 unités		PIC SOLUTION Insupen Advanced 3,5 x 0,18 (34G) 4 x 0,20 (33G) 4 x 0,23 (32G) 6 x 0,23 (32G) 5 x 0,25 (31G) Insupen Original 8 x 0,23 (32G) 6 x 0,25 (31G) 8 x 0,25 (31G) 12 x 0,33 (29G)	
	KWIKPEN Abasaglar® Kwikpen	1 en 1 jusqu'à 80 unités		ROCHE DIABETES CARE Accu-fine 4 x 0,23 (32G) 5 x 0,25 (31G) 8 x 0,25 (31G) WELLION MEDFINEplus 4 x 0,23 (32G) 5 x 0,25 (31G) 6 x 0,25 (31G) 8 x 0,25 (31G) 10 x 0,30 (30G) 12 x 0,33 (29G)	
NOVO NORDISK N° Vert : 0 800 80 30 70	FLEXPEN NovoRapid® FlexPen Levemir® Flexpen (Arrêt de commercialisation au 31/12/2026) NovoMix 30® FlexPen NovoMix® 50 FlexPen (Arrêt au 31/12/2026)	1 en 1 jusqu'à 60 unités	Clics de sélection très audibles, à la sélection de la dose et à l'injection de l'insuline Facile d'utilisation Bouton poussoir très souple avec code tactile.	PROTECT PRO * (aiguilles sécurisées) 5 x 0,30 (30G) 8 x 0,30 (30G) YPSOMED mylife Penfine Classic 4 x 0,23 (32G) 5 x 0,25 (31G) 6 x 0,23 (32G) 8 x 0,25 (31G) mylife Clickfine (cliquer au lieu de visser) 10 x 0,33 (29G) 12 x 0,33 (29G)	
	FLEXTOUCH Fiasp® FlexTouch Tresiba® FlexTouch 200 U/ml	1 en 1 jusqu'à 80 unités 2 en 2 jusqu'à 160 unités	Clics de sélection très audibles, à la sélection de la dose et à l'injection de l'insuline Facile d'utilisation Bouton poussoir très souple avec code tactile.	mylife Clickfine DiamondTip (cliquer) 4 x 0,23 (32G) 5 x 0,25 (31G) 6 x 0,25 (31G) 8 x 0,25 (31G) mylife Clickfine AutoProtect * (aiguilles sécurisées) 5 x 0,25 (31G) 8 x 0,33 (29G)	
	XULTOPHY ® : Analogue GLP1 + insuline lente en mélange fixe (0,036 mg de Liraglutide/ 1 U Dégludec) Réservé au traitement du diabète de type 2	1 en 1 jusqu'à 50 unités	Clics de sélection audibles, à la sélection de la dose et à la fin de l'injection de l'insuline	OWEN MUMFORD TriCare et Unifine et Unifine plus (avec désadaptateur) 4 x 0,23 (32G) 5 x 0,25 (31G) 6 x 0,25 (31G) 8 x 0,25 (31G) 12 x 0,33 (29G)	
SANOFI AVENTIS N° Vert : 0800 39 40 00 (métropole) 0800 62 66 26 (DOM-TOM)	SOLOSTAR Apidra® SoloStar Aspart® SoloStar Lantus® SoloStar	1 en 1 jusqu'à 80 unités	Simple de manipulation, Clics de sélection très audibles, Bouton poussoir très souple		
	DOUBLESTAR Toujéo® DoubleStar 300 U/ml	2 en 2 jusqu'à 160 unités			
* uniquement pour les pharmacies hospitalières (appel d'offre)¶					

** quand la concentration de l'insuline n'est pas précisée, il s'agit d'une insuline à 100 U/ml

Les stylos usagés et les aiguilles bénéficient d'un recyclage spécifique. Toutes les informations en lien figurent sur le site de Diabète Occitanie :
<https://www.diabeteoccitanie.org/ressources/boite-outils/medicaments-et-divers-materiels/recyclage-des-dechets-associes-aux-soins>